

EXPANDO

Ecarteur de joue intra-oral en 3 dimensions

1. Contrôlez si l'écarteur est bien nettoyé, désinfecté et stérilisé.

EXPANDO peut uniquement être stérilisé à basse température – cycle long.
Consultez le tableau concernant l'influence chimique des liquides de désinfection.

2. Sélectionnez la bonne grandeur pour le patient à traiter. Les trois grandeurs (1-2-3) sont reconnaissables aux 1, 2 ou 3 pointes qui se trouvent sur l'abaisse-langue.
3. Serrez, entre pouce et index, l'écarteur avec l'abaisse-langue vers le bas.
4. Placez d'abord une face, de façon à ce que la partie la plus épaisse du bras de l'écarteur se pose sur la commissure des lèvres. Tendez l'écarteur et placez l'autre côté.
5. Contrôlez si le patient supporte bien l'appareil et que la lèvre, la joue et la langue ne soient pas irritées.

Influence chimique des liquides de désinfection sur EXPANDO

+ INALTERABLE		- ALTERABLE
+ SOLUTION RESORCINE 1 % PC + MERFEN 2 % + CHLORAMINE 2 %	+ OCTOZON 1 % PC + LYSOFORM 2 % + ODOL 1,5 %	+ MAKTOL 2 % + LYSOROMIN 2 %
- ZEPHIROL - DIMANINE	- TB-LYSOFORM	- DDT