

## VERVANGEN VAN EEN AXIALE PROTHESE

Door aanpassingen aan de primaire constructie of bij problemen met een secundaire constructie kan het maken van een nieuwe prothese noodzakelijk worden. Volg stipt de volgende procedure voor een goed verloop van de verwerking.

### TANDARTSPRAKTIJK

1. Schroef de drukknop met het hulpdeel **A 1** uit de mond van de patiënt.
2. Schroef het afdrukhulpdeel **RE H 2 (M2)** of **H 2 (M3)** in de basisring in de mond van de patiënt.
3. Neem met een aangepaste individuele afdruklepel een afdruk van de volledige tandenboog.
4. Verwijder het afdrukhulpdeel en bescherm het schroefdraadgedeelte van de basisring in de mond van de patiënt tijdens de verdere verwerking.
5. Vergeet achteraf niet de drukknop opnieuw te borgen (zie INFO 069).

### LABORATORIUM

1. Completeer het zwarte afdrukhulpdeel met het modelhulpdeel **RE H 14 (M2)** of **H 14 (M3)** (**metaalkleur**).
2. Plaats de hulpdelencombinatie in de afdruk met het **zwarte hulpdeel** in de **afdrukmassa**. Zo zal het **metaalkleurige** hulpdeel in het **gipsmodel** ingewerkt worden.
3. Vervang het afdrukhulpdeel door de drukknop en completeer met de plaatshouder en een nieuwe matrix.

### Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.

