

VERARBEITUNG VON PRECI-POST

1. Bereiten Sie mit dem genormten Wurzelkanalerweiterer **2004G/2004B** den Wurzelkanal vor und platzieren Sie einen der Farbe entsprechenden opaken Abdruckstift **2002G/2002B** im Wurzelkanal.
2. Machen Sie eine Abformung. Die Stifte sind mit Retention versehen, so dass sie in der Abformmasse stecken bleiben.
3. Fertigen Sie ein Arbeitsmodell an.
4. Es ist egal, ob man die Abformung galvanisiert oder ein Modell aus Kunststoff anfertigt, der opake Abdruckstift verbindet sich auch nicht mit diesen Materialien.
5. Ersetzen Sie im Labor den Abdruckstift durch den transparenten Laborstift **2003G/2003B**. Kürzen Sie ihn auf die erforderliche Länge und achten Sie darauf, dass die Oberseite ein wenig Retention für das Wachs bietet.
6. Fertigen Sie die Wachsmodellation an, betten Sie ein und gießen Sie. Das Ergebnis ist immer eine passgenaue Stiftwurzelkappe ohne Lötverbindung.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.