

ERSETZEN EINES PRECI-HORIX-REITERS

In allen PRECI-HORIX-Packungen werden die gelben Reiter **1802** standard mitgeliefert.

Entspricht die Retention der Reiter nicht den Anforderungen, so können sie durch die weißen Reiter **1805** mit schwächerer Retention oder durch die roten Reiter **1806** mit stärkerer Retention ersetzt werden.

1. Schneiden Sie die Reiter mit einem Skalpell in der Mitte durch und entfernen Sie sie aus der Prothese.
2. Setzen Sie den Reiter mit der gewünschten Retention auf den mitgelieferten Eindrückstift **1705** und drücken Sie ihn an die vorgesehene Stelle.
3. Kontrollieren Sie, ob die gewünschte Retention erreicht ist.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.