

## VERARBEITUNG VON PRECI-CLIP

1. Machen Sie eine Situationsabformung.
2. Modellieren und gießen Sie die Kronen oder die Stiftwurzelkappen. Versehen Sie bei Implantatkonstruktionen die Implantatanalogue mit Metallzylindern.
3. Nehmen Sie den Metallsteg **1105/B** und passen Sie ihn dem Kieferkammverlauf an. Glühen Sie den Steg bei häufigem Biegen weich (siehe INFO 102).
4. Fixieren Sie den Steg mit Klebewachs oder Modellierkunststoff.
5. Betten Sie die Primärkonstruktion in Lötmetalleinbetmasse ein und löten Sie sie (es wird die Verwendung von **CEKA SOL FILIGRAN** (gelb) empfohlen). Vergüten Sie die Konstruktion nach dem Löten (siehe INFO 102).
6. Arbeiten Sie die Primärkonstruktion aus und repositionieren Sie sie auf dem Modell. Legen Sie den Reiter **1105/1106/1125/1126** mit dem Platzhalter auf den Steg.
7. Blocken Sie den gesamten Stegbereich aus, so dass nur die Reiter 2/3 frei liegen. Beschichten Sie auch die Oberseite des Steges, um Resilienz zu erhalten.
8. Blocken Sie auch den unteren Teil der Reiter aus, damit sie später aktiviert werden können.
9. Stellen Sie die Prothese wie gewohnt fertig.
10. Entfernen Sie den Platzhalter nach der Polymerisation und aktivieren Sie die Reiter wenn nötig (siehe INFO 107).

### Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.