

ERSETZEN EINER PRECI-CLIX-MATRIZE

In allen PRECI-CLIX-Packungen werden die gelben Matrizen **1231** standard mitgeliefert.

Entspricht die Retention der Matrizen nicht den Anforderungen, so können sie durch die weißen Matrizen **1232** mit schwächerer Retention oder durch die roten Matrizen **1233** mit stärkerer Retention ersetzt werden.

1. Biegen Sie die Matrizenlippen mit einem spitzen Instrument (angespitztem Bohrer) nach innen.
2. Bohren Sie mit dem kopfschneidenden Hartmetallbohrer **IMP-XH-135** vorsichtig ein Loch in die Mitte der Matrize (bis zum Gehäuse).
3. Entfernen Sie die Matrize mit einem spitzen Instrument.
4. Setzen Sie die gewünschte Matrize auf den Eindrückstift **1222** und drücken Sie sie in das Gehäuse.
5. Kontrollieren Sie, ob die gewünschte Retention erreicht wurde.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.