

UNTERFÜTTERN EINER PROTHESE MIT PRECI-CLIX

IN DER ZAHNARZTPRAXIS

1. Bringen Sie ein wenig Weichwachs unter den Attachments an.
2. Drücken Sie den Platzhalter **1251 B** über die Patrize im Mund.
3. Bringen Sie Abstandshalter aus weicher Knetmasse im Bereich des Trigonum retromolare bzw. des Tuberkulums auf der Basalseite der Prothese an.
4. Bringen Sie die Kiefer des Patienten manuell in zentrischer Relation und halten Sie diese Position während der Aushärtezeit der Knetmasse.
5. Geben Sie danach Abformmaterial auf die Prothese und machen Sie eine Abformung. Achten Sie darauf, dass die Patrize richtig einrastet.

IM LABOR

1. Entfernen Sie das Abformmaterial aus der Matrize.
2. Drücken Sie den Modellanalog **1201 D** bzw. die Kombination **RE H 14 + 1206 C** in die Matrizen in der Prothese.
3. Füllen Sie bei Verwendung der Kombination **RE H 14 + 1206 C** den Raum zwischen dem Hilfsteil **RE H 14** und dem Metallmantel mit Wachs auf.
4. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an und bereiten Sie Modell und Prothese zur Unterfütterung vor.
5. Verwenden Sie bei der Verarbeitung immer den Platzhalter **1251 B**.
6. Unterfüttern Sie wie gewohnt.
7. Ersetzen Sie die Matrize nach dem Ausarbeiten und Polieren wenn nötig (siehe INFO 122).

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.