

**ÉLABORATION DU PRECI-BALL  
AVEC PARTIE MÂLE DÉVISSABLE**

1. Coulez le maître-modèle et modellez la coiffe à tenon radiculaire (utilisez PRECI-POST). Réalisez la face supérieure aussi plane que possible.
2. Prenez une clef vestibulaire des dents montées pour déterminer la position des attachements.
3. Vissez l'anneau de base **RA 0063** sur la tige de paralléliseur **RE P 4** et fixez-la dans le parallélogramme. L'anneau de base sera enrobé de cire dans le modelage, puis le modelage sera coulé. Tracez une rainure fine autour de l'anneau de base avec un instrument fin, pour éviter une surcoulée à l'intérieur. Il est conseillé de mettre en revêtement en 2 temps.
4. L'anneau de base peut uniquement être coulé avec des alliages précieux ou à base de palladium. Pour travailler avec des alliages non-précieux, il faut couler une coiffe à tenon radiculaire et après y souder l'anneau de base.
5. L'anneau de base est également positionné sur la coiffe à tenon radiculaire coulée pour être soudé à l'aide de l'auxiliaire de soudage **RE H 4**. L'utilisation de **CEKA SOL** est conseillé.
6. Vissez maintenant la partie mâle dans l'anneau de base (toujours à l'aide du tournevis **IMP-XS-042**). Placez la partie femelle et adaptez la grande cale d'épaisseur **RA 0055**. Maintenant la partie femelle peut être polymérisée dans la prothèse.

**Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.