

## REEMPLACER UN CAVALIER PRECI-HORIX

Tous les emballages PRECI-HORIX standard sont livrés avec des cavaliers jaunes **1802**.

Si la rétention de ces cavaliers ne donne pas entière satisfaction, ils peuvent être remplacés par des cavaliers blancs **1805** avec une rétention réduite ou par des cavaliers rouges **1806** avec une rétention accrue.

1. Coupez le cavalier avec un bistouri au milieu et enlevez-le de la prothèse.
2. Placez le cavalier désiré sur l'auxiliaire d'insertion **1705** et positionnez-le en place.
3. Contrôlez si la rétention désirée est obtenue.

### Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.