

ÉLABORATION D'UNE PARTIE MÂLE DU PRECI-CLIX TI-TI/P-TI

1. Déterminez l'axe d'insertion de la prothèse.
2. Sélectionnez le porte-partie mâle plastique correct **RE 04 TI** et placez la tige de paralléliseur **RE P 7** dans la cavité.
3. Adaptez le profil plastique à la forme, la position, et à la hauteur des couronnes piliers.
4. Fixez le porte-partie mâle avec de la cire aux couronnes piliers. Enlevez la tige de paralléliseur et remplissez la cavité avec du revêtement (100 % liquide d'expansion).
5. Posez des tiges de coulée et préparez tout pour mettre en moufle.
6. Mettez en revêtement, chauffez avec précaution et coulez dans un alliage dur. N'utilisez pas de revêtements à préchauffe rapide.
7. Sablez la pièce coulée sans endommager la cavité pour la partie mâle.
8. Repositionnez le modèle dans le parallélomètre après la cuisson de céramique et l'essai esthétique.
9. Placez la partie mâle en **TITANAX 1271 C** dans la tige de paralléliseur **1201 P** et contrôlez sa position correcte dans la cavité.
10. Appliquez une petite quantité de **CEKA SITE** dans la cavité. Lisez le mode d'emploi et suivez-le méticuleusement.
11. Placez la partie mâle dans la cavité remplie de **CEKA SITE** et tenez-la pendant 5 à 10 minutes.
12. Enlevez la tige de paralléliseur **1201 P** et enlevez l'excédent du **CEKA SITE**.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.