

REPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-SAGIX

Parties femelles avec trois différents degrés de rétention sont livrés dans tous les sets d'introduction.

Lorsque la rétention d'une partie femelle ne donne pas satisfaction aux exigences, elle peut être remplacée par une partie femelle blanche avec une rétention réduite **1312** (Mini ø 1,7 mm) ou **1362** (Standard ø 2,2 mm), une partie femelle jaune avec la rétention normale **1311** (Mini ø 1,7 mm) ou **1361** (Standard ø 2,2 mm) ou par une partie femelle rouge avec une rétention accrue **1313** (Mini ø 1,7 mm) ou **1363** (Standard ø 2,2 mm).

1. Utilisez un instrument aigu pour enlever la partie femelle.
2. Nettoyez la cavité dans la structure métallique à la vapeur.
3. Positionnez la partie femelle avec la rétention désirée dans la prothèse à l'aide de l'auxiliaire d'insertion universel **1323** (pour ø 1,7 mm et 2,2 mm).
4. Contrôlez si la partie femelle est bien en position et si la rétention nécessaire est obtenue.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.