

**TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PRECI-BALL
CON PATRICE RIMOVIBILE**

1. Fabbricate un modello e modellate la cappetta radicolare (utilizzate PRECI-POST). La superficie superiore della modellazione in cera dovrebbe essere più bassa e liscia possibile.
2. Per determinare la posizione degli attacchi, fabbricate una mascherina vestibolare in gesso del montaggio in cera dei denti.
3. Avvitate l'anello di base **RA 0063** al mandrino per il parallelometro **RE P 4** e posizionatelo tramite il parallelometro sulla cappetta radicolare. La base sarà incorporata nella modellazione nella cera e fusa insieme. Con uno strumento sottile praticate una piccola scanalatura nella cera intorno all'anello di base onde evitare un debordare del metallo di fusione. Si consiglia la messa in rivestimento a nocciolo.
4. L'anello di base è sovralfusibile solo con leghe preziose ed a base di palladio. In caso d'uso di leghe non preziose bisogna saldare l'anello di base sulla cappetta radicolare dopo la fusione.
5. Per questo procedimento fissate l'anello di base sempre tramite il parallelometro con cera collante o resina sulla cappetta radicolare, saldatela successivamente con l'ausilio dell'accessorio per saldare **RE H 4**. Si consiglia l'uso del **CEKA SOL**.
6. Avvitate la patrice nell'anello di base (sempre con il cacciavite **IMP-XS-042**). Applicare la matrice con il mantentore di spazio grande **RA 0055**. La matrice sarà ora polimerizzata nella protesi.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.