

TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PRECI-BAR

Codici articolo:	1100/H/MR/OR	1100/H/MR/PA	1100/H/MR/IN
	1102/H/MR/OR	1102/H/MR/PA	1102/H/MR/IN
	1103/B/OR	1103/B/PA	1012/B
	1103/BL/OR	1103/BL/PA	
	1101/B/OR	1101/B/PA	1013/B
	1101/BL/OR	1101/BL/PA	
	1100/B/OR	1100/B/PA	1011/B
	1100/BL/OR	1100/BL/PA	

1. Dopo l'impronta di posizione delle cappette radicolari, corone o impianti, rilevate a relazione centrica, fate il montaggio dei denti e la prova dello stesso. Costruite una mascherina in gesso oppure in silicone del montaggio nella zona della barra.
2. Adattate il profilo della barra e bloccatela sulle cappette radicolari, corone o cilindri degli impianti. Rivestite la costruzione primaria con rivestimento per saldatura, saldate usando il **CEKA SOL FILIGRAN**. In caso di più segmenti di barra utilizzata il mandrino per il parallelometro **1102 P/1100 P**.
3. Adattate il cavaliere e smussate le estremità esterne.
4. Usate il mantentore di spazio in ottone onde ottenere la resilienza (profilo ovale).
5. Chiudete lo spazio tra il profilato della barra e la cresta alveolare con gesso duro oppure silicone, assottigliando a finire fino a metà il cavaliere con il gesso oppure il silicone. Rimuovete il gesso oppure il silicone dopo la polimerizzazione. Le lamelle ora sono libere per l'attivazione.
6. Preparate il montaggio in cera per la messa in muffola.
7. Mettete in muffola, polimerizzate, smuffolate, rifinite e togliete il mantentore di spazio.
8. Pulite il cavaliere ed attivatelo (vedi INFO 108).

Osservazione: in caso di ancoraggio rigido, si procede allo stesso modo non utilizzando il mantentore di spazio.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.