

## **TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PRECI-BALL PC**

1. Stabilite la direzione d'inserzione della protesi.
2. Modellate le cappette radicolari. Le superfici devono essere costruite ad angolo retto rispetto all'asse d'inserzione (parallele al piano d'occlusione). Esse devono essere più basse che possibile.
3. Ponete la patrice **1205 C** tramite il mandrino per il parallelometro **1201 P** sulla cappetta radicolare ed integratela nella modellazione di cera.
4. Rivestite e fondete con una lega dura.
5. Rificate la fusione con cautela in modo da non asportare troppo materiale dalla sfera. Lucidate a specchio. Usate la fresa cava **1230**.
6. Riempite lo spazio tra la papilla e la cappetta radicolare con del gesso.
7. Mettete il mantenitore di spazio grande **RA 0055** sulla cappetta radicolare attorno alla patrice. Adattatelo in modo che oltrepassi la papilla per 1-1,5 mm.
8. Riempite la matrice **1205 A** fino a metà con del silicone e spingetela sulla patrice. L'anello in PVC deve essere posizionato solo intorno alle lamelle della matrice. La zona ritentiva per la resina, sulla matrice, deve rimanere libera.
9. Mettete il montaggio in cera sul modello. Preparate per la messa in muffola.
10. Polimerizzate e rifinite.
11. Rimuovete il mantenitore di spazio di stagno dopo la polimerizzazione. Non rimuovete l'anello in PVC, perché esso impedisce che si deposita del cibo tra la protesi e la matrice.
12. Controllate la ritenzione ed attivate la matrice, se necessario (vedi INFO 053).

### **Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni**

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.