

TRASFORMAZIONE DEL REVAX ASSIALE M 2 IN PRECI-BALL

In caso di ripetuta frattura di bottoni a pressione in una protesi over denture con attacchi REVAX assiali può essere opportuno di trasformare la costruzione in una costruzione con PRECI-BALL, perché qui sono le matrici le parti elastiche.

Dato che gli anelli di base dei **REVAX RA AX 61**, **REVAX RA AX 63** e **PRECI-BALL CV** hanno la medesima filettatura **M 2**, questo può avvenire senza problemi.

1. Rimuovete il bottone a pressione tramite l'accessorio **A 1** (vedi INFO 063 e INFO 064).
2. Avvitare con il cacciavite **IMP-XS-042** la patrice **1206 C** nell'anello di base.
3. Rimuovete la matrice dalla protesi.

ALTERNATIVA 1

1. Completate la patrice con il mantenitore di spazio grande **RA 0055** ed una matrice PRECI-BALL **1201 A**, **1205 A** oppure **1207 A + 694 AKS2**.
2. Adattate l'apertura nella protesi al diametro della nuova matrice e forate la protesi di resina verso linguale.
3. Impastate un po' di resina autopolimerizzante in modo pastoso (possibilmente in un colore diverso dalla base protesica), collocatela nell'incavo per la matrice e posizionate la protesi in bocca del paziente. Il paziente non deve caricare la protesi.
4. Dopo l'indurimento della resina, togliete il materiale eccedente ed il mantenitore di spazio. Controllate la ritenzione dell'attacco (vedi INFO 059).

ALTERNATIVA 2

1. Riempite l'apertura esagonale della patrice **1206 C** con della cera (importante per il successivo montaggio dell'analogo per modello **1201 D**).
2. Prendete un'impronta da ribasatura.
3. In ogni impronta di patrice PRECI-BALL, inserite un analogo per modello **1201 D**.
4. Fabbricate un modello di gesso duro e preparate il tutto per la ribasatura.
5. Completate l'analogo della patrice con la patrice PRECI-BALL **1201 A**, **1205 A** oppure **1207 A + 694 AKS2** ed il mantenitore di spazio **RA 0055**.
6. Adattate l'apertura nella protesi al diametro della nuova matrice.
7. Ribasate la protesi (vedi INFO 051).
8. Controllate la ritenzione dell'attacco in bocca del paziente (vedi INFO 053).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.