

SOSTITUIRE UNA MATRICE DI TITANIO INCOLLATA

1. Identificate l'attacco come un **M2** oppure un **M3** (vedi INFO 062 ed INFO 070).
2. Usate una nuova fresa cilindrica tagliente per eliminare la matrice.
3. Fresate con movimenti circolari e guidate la fresa, parallela alla parete della matrice.
4. Quando il metallo è sfondato appare il materiale grigio-chiaro **CEKA SITE**. Eliminate anche i resti del **CEKA SITE** con una punta diamantata cilindrica.
5. Non danneggiate il bordo superiore della parte fusa della cappetta radicolare.
6. La cavità nella cappetta radicolare dovrebbe rimanere cilindrica.
7. Dagli attacchi **M2** e **M3** si compongono ora i seguenti pezzi:
M2: RE H 14 (accessorio) + **RE 0031** (bottone a pressione) + **RE 0096** (mantenitore di spazio) + **RE 4500 TI** (matrice di titanio);
M3: H 14 (accessorio) + **694 C** (bottone a pressione) + **694 B** (mantenitore di spazio) + **694 TI** (matrice di titanio).
8. Controllate con questa combinazione se la matrice può essere inserita correttamente nella sede.
9. Sgrassate la sede e l'esterno della matrice di titanio.
10. Inserite un poco di **CEKA SITE** nella cavità e spingendo la matrice con tutti pezzi montati nella sede (vedi INFO 074).
11. Fate attenzione che questi pezzi non siano mossi durante tutto il tempo d'indurimento (ca. 8 minuti).
12. Togliete l'accessorio con il bottone a pressione ed il **CEKA SITE** in eccesso.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.