

**TECNICA DI LAVORAZIONE DI UNA PATRICE DEI
PRECI-CLIX TI-TI/P-TI**

1. Stabilite la direzione d'inserzione della protesi.
2. Scegliete il portapatrice **RE 04 TI** in plastica adatto ed inserite il mandrino per il parallelometro **RE P 7** nella cavità.
3. Adattate il preformato in plastica alla forma, posizione ed altezza delle corone pilastro.
4. Fissate il portapatrice con della cera alle corone pilastro. Rimuovete il mandrino per il parallelometro e riempite la cavità con rivestimento impastato con del liquido al 100 %.
5. Applicare i perni di colata alle corone e preparate per la messa in rivestimento.
6. Rivestite, preriscaldare cautamente e fondete con una lega dura. Non utilizzate rivestimenti rapidi (speed).
7. Sabbiate la fusione senza danneggiare l'apertura per la patrice.
8. Posizionate il modello nel parallelometro dopo la ceramizzazione e la prova.
9. Fissate la patrice in **TITANAX 1271 C** nel mandrino per il parallelometro **1201 P** e controllate che sia posizionato correttamente nella cavità.
10. Riempite la cavità con il **CEKA SITE**. Attenetevi alle istruzioni.
11. Mettete la patrice nell'apertura contenete il **CEKA SITE** e lasciate il materiale incollante indurire per 5-10 minuti.
12. Rimuovete il mandrino per il parallelometro **1201 P** e toglie il **CEKA SITE** in eccesso senza danneggiare la patrice.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.