

SOSTITUIRE UNA MATRICE PRECI-CLIX

In tutte le confezioni PRECI-CLIX sono fornite le matrici gialle standard **1231**.

Se la ritenzione della matrice non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirla con una matrice bianca **1232** con ritenzione inferiore o con una matrice rossa **1233** con ritenzione maggiore.

1. Piegate le lamelle della matrice con uno strumento appuntito (fresa appuntita) verso l'interno.
2. Prendete uno strumento che si inserisce nell'alloggiamento e riscaldarlo. Rimuovete la matrice con uno strumento appuntito.
3. Mettete la matrice desiderata sull'accessorio per l'inserzione **1222** e spingetela nell'alloggiamento.
4. Controllate se è stata la ritenzione desiderata.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.