

## SOSTITUIRE UNA MATRICE PRECI-SAGIX

In tutti i set d'introduzione PRECI-SAGIX sono fornite matrici con 3 valori di ritenzione.

Se la ritenzione della matrice non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirla con una matrice bianca con ritenzione inferiore **1312** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) oppure **1362** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm), una matrice gialla con ritenzione normale **1311** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) oppure **1361** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm) o con una matrice rossa con ritenzione maggiore **1313** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) oppure **1363** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm).

1. Rimuovete la matrice con uno strumento appuntito.
2. Pulita la cavità nello scheletrato tramite getti di vapore.
3. Inserite la matrice con la ritenzione desiderata tramite l'accessorio universale per l'inserzione **1323** (per  $\varnothing$  1,7 mm e 2,2 mm).
4. Controllate la posizione corretta della matrice e se è stata ottenuta la ritenzione desiderata.

### Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.