

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PROTESI CON PRECI-SAGIX

1. Identificate l'attacco. Le versioni Mini e Standard possono essere identificate al diametro della patrice: Mini = 1,7 mm, Standard = 2,2 mm.
2. Rilevate un'impronta di partenza completa.
3. Posizionate l'analogo della patrice **1331** (Mini \varnothing 1,7 mm) oppure **1381** (Standard \varnothing 2,2 mm) nell'impronta nella zona della patrice e colate un modello di gesso.
4. Mettete l'accessorio per la duplicazione rosa **1316** (Mini \varnothing 1,7 mm) oppure **1366** (Standard \varnothing 2,2 mm) sull'analogo. Eliminate i sottosquadri dell'accessorio per la duplicazione con uno strato di cera leggermente conico e parallelizzate gli accessori per la duplicazione.
5. Duplicare con materiale refrattario. Gli accessori per la duplicazione devono essere perfettamente riprodotti.
6. Modellate la costruzione convenzionale e fondete cautamente senza danneggiare la replica dell'accessorio per la duplicazione.
7. Sabbiate cautamente dopo lo smuffolamento con perle di silicato autolucidati senza danneggiare la cavità. Lucidate l'accesso alla cavità a specchio.
8. Riempite la cavità per la matrice con della cera e lucidate elettroliticamente.
9. Spingete la matrice **1311** (Mini \varnothing 1,7 mm) oppure **1361** (Standard \varnothing 2,2 mm) nella cavità tramite l'accessorio universale per l'inserzione **1323**.
10. Controllate la ritenzione e sostituite la matrice se necessario con una matrice bianca **1312** (Mini \varnothing 1,7 mm) oppure **1362** (Standard \varnothing 2,2 mm) con ritenzione inferiore oppure una matrice rossa **1313** (Mini \varnothing 1,7 mm) oppure **1363** (Standard \varnothing 2,2 mm) con ritenzione maggiore.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.