

VERVANGEN VAN EEN PRECI-VERTIX-MATRIX

Bij de PRECI-VERTIX-verpakkingen **1801** en **1811** worden de gele matrixen **1802** standaard meegeleverd.

Wanneer de frictie van deze matrixen niet aan de gestelde eisen voldoet, kan men ze vervangen door witte matrixen **1805** die minder frictie geven of door rode matrixen **1806** die meer frictie geven.

1. Duw met een instrument de extensies van de matrix samen en verwijder ze uit de prothese.
2. Plaats de gewenste matrix op de meegeleverde indrukstift **1804** en druk ze op haar plaats.
3. Controleer of de gewenste frictie voorhanden is.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.