

## VERNIEUWEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-BAR

Artikelnummers:	1100/H/MR/OR	1100/H/MR/PA	1100/H/MR/IN
	1102/H/MR/OR	1102/H/MR/PA	1102/H/MR/IN
	1103/B/OR	1103/B/PA	1012/B
	1103/BL/OR	1103/BL/PA	
	1101/B/OR	1101/B/PA	1013/B
	1101/BL/OR	1101/BL/PA	
	1100/B/OR	1100/B/PA	1011/B
	1100/BL/OR	1100/BL/PA	

1. Maak een afdruk van de mondsituatie.
2. Vervaardig een model uit epoxymateriaal of vul de afdruk ter hoogte van de steeg op met modelleerkunststof en giet vervolgens een model in hardgips.
3. Kort een overeenstemmende ruiter in tot op de nodige lengte voor de steeg (**1100/H/MR/OR, 1100/H/MR/PA, 1100/H/MR/IN, 1102/H/MR/OR, 1102/H/MR/PA, 1102/H/MR/IN**).
4. Plaats een ruiter op het model. Gebruik een plaatshouder indien u met een resiliërende PRECI-BAR werkt.
5. Maak de tandenopstelling klaar om in te bedden.
6. Isoleer de gereproduceerde steeg goed tegen de kunststof, werk alles verder af en verwijder indien nodig de plaatshouder.
7. Reinig de ruiter en activeer hem indien nodig (zie INFO 108).

### Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.