

EXPANDO

Universele, intraorale wangretractor in 3 groottes

1. Bevochtig de expando licht.
2. Neem de expando in uw rechterhand tussen duim, ring- en middelvinger en span de retractor volledig op. De expando kan niet breken.
3. Laat de patiënt zijn of haar mond openen en leg de rechter wangbeschermer van de expando in de rechterwang.
4. Laat de patiënt vervolgens zijn of haar mond een beetje sluiten (waardoor de mondopening breder wordt) en leg de linker wangbeschermer van de expando in de linkerwang door met een vinger van uw linkerhand de linker mondhoek van de patiënt lichtjes naar buiten te trekken en de expando in de rechterwang naar buiten (buccaal) te drukken.
5. Nadat de patiënt zijn of haar mond weer geopend heeft, plaatst u de lippen met uw pink zo in de lipbeschermer, dat deze op de lippen staat. Het kussentje dat zo ontstaat tussen de expando en het kaakbeen voorkomt een pijnlijke druk op het kaakbeen tijdens de behandeling.
6. De tong van de patiënt moet nu achter de tongretractor gelegd worden.

De expando veroorzaakt geen braakneigingen.

Is er meer ruimte in het molareengebied nodig, dan kunt u aan de gewenste zijde met een vinger van uw vrije hand de wang met de lipbeschermer naar opzij trekken. Niet in de mond drukken, want dat veroorzaakt druk op het retromolare kussentje.

De expando is niet alleen geschikt voor de behandeling, maar ook voor het mondonderzoek.

Chemische invloed van ontsmettingsmiddelen op expando

De expando is vervaardigd uit Makrolon polycarbonaat en daardoor bijzonder breukbestendig. De expando mag **niet boven de 110 °C** verwarmd worden.

Duurzaam

Resorcineoplossing 1%
Lysoform
Lysoformin
Chloramine
Octozon 1%
Maktol
Merfen
Odol

Niet duurzaam

Tb-Lysoform
Sagrotan
Carbolzuur
DDT

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachementen.
- De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.