

## **CONTROLE VAN DE PARALLELLITEIT VAN ATTACHEMENTEN**

Het onderlinge parallelisme van attachementen aan elkaar en aan de invoerrichting van de prothese garandeert een langere levensduur van de attachementen.

Divergerende componenten kunnen (een combinatie van) volgende problemen veroorzaken:

- abnormale slijtage van de matrix,
- abnormale slijtage van de patrix,
- vroegtijdige breuk van de patrix.

Indien de matrix abnormale slijtage vertoont, kan ook een tijdelijke oplossing gegeven worden door de patrix(en) te vervangen door (een) overgedimensioneerde patrix(en) (zie INFO 067). Mogelijk stabiliseert de situatie zich dan in de toekomst.

1. Schroef de drukknoppen uit de mond (zie INFO 063).
2. Schroef het hulpdeel
  - **RE H 16** voor **M2**
  - **H 16** voor **M3**

in de basisring en controleer visueel de paralleliteit van de attachementen. De hulpdelen moeten parallel staan.

### **Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen**

- De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachementen.
- De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.