

OMBOUWEN VAN REVAX AXIAAL M 2 TOT PRECI-BALL

Bij herhaalde drukknopbreuken bij traditionele axiale overkappingsprothesen kan het aangewezen zijn de constructie om te bouwen tot een PRECI-BALL-constructie, omdat hier de matrixen de verende onderdelen zijn.

Gezien **REVAX RA AX 61**, **REVAX RA AX 63** en **PRECI-BALL CV** dezelfde schroefdraad **M 2** hebben, kan dit probleemloos gebeuren.

1. Verwijder de drukknop uit de mond met het hulpdeel **A 1** (zie INFO 063 en INFO 064).
2. Schroef met de schroevendraaier **IMP-XS-042** de patrix **1206 C** in de basisring (zie INFO 069).
3. Verwijder de matrix die zich in de prothese bevindt.

ALTERNATIEF 1

1. Completeer de patrix met de plaatshouder **RA 0055** en een PRECI-BALL-matrix **1201 A**, **1205 A** of **1207 A + 694 AKS2**.
2. Pas de opening in de prothese aan de diameter van de nieuwe matrix aan en perforer de kunststofprothese naar linguaal.
3. Meng een kleine hoeveelheid autopolymeriserende kunststof tot een deegachtige massa (bij voorkeur in een andere kleur dan de prothesebasis), breng deze in de uitsparing voor de matrix aan en plaats de prothese. Laat de patiënt geen kauwkracht uitoefenen.
4. Verwijder na het uitharden van de kunststof het overtollige materiaal en de plaatshouder. Controleer de retentie van het attachement (zie INFO 059).

ALTERNATIEF 2

1. Vul de hexagonale opening van de patrix **1206 C** met een beetje was op (belangrijk om achteraf de modelanaloog **1201 D** te kunnen plaatsen).
2. Neem een relineaafdruk.
3. Plaats een modelanaloog **1201 D** voor elke afgedrukte PRECI-BALL-patrix.
4. Giet een model in hardgips en bereid het voor een relining voor.
5. Completeer de patrixanaloog met een PRECI-BALL-matrix **1201 A**, **1205 A** of **1207 A + 694 AKS2** en de plaatshouder **RA 0055**.
6. Pas de opening in de prothese aan de diameter van de nieuwe matrix aan.
7. Voer de relining uit (zie INFO 051).
8. Controleer de retentie van de attachement in de mond van de patiënt (zie INFO 053).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachementen.
- De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.