

BREDERE DRUKKNOPPEN

Bij een goed geplaatste en goed onderhouden prothese komt slijtage aan de matrix zelden voor. Gebeurt dit toch, dan kan een bredere CEKA-drukknop voor enkele drukknopversies een oplossing brengen.

Deze zijn:

- **0,07 mm** breder aan de kop dan de originele drukknop ⇒ Ø **1,95 mm**;
- **0,14 mm** breder aan de kop dan de originele drukknop ⇒ Ø **2,02 mm**;
- **0,21 mm** breder aan de kop dan de originele drukknop ⇒ Ø **2,09 mm**.

Van toepassing voor de **M3**-drukknoppen: **694 C - 724 C - 334 C - 444 C**

Voor de **RE 0031 (M2)**-drukknop bestaat er slechts 1 bredere drukknop met 0,07 mm, dus met Ø **1,95 mm**.

1. Identificeer de drukknop die onvoldoende retentiekraft heeft in de matrix (zie INFO 062).
2. Gebruik het hulpdeel **H 30** (steriliseerbaar, lage temperatuur – lange cyclus) om de diameter van de te vervangen drukknop te bepalen.
3. Pas daarom, te beginnen met de laagste waarde, eerst maat **188** (de initiële diameter van een matrix) en vervolgens de stift **195, 202** of **209**.
4. De stift van het hulpdeel die goede frictie geeft in de matrix stemt overeen met de drukknop-uitvoering die nodig is voor deze matrix.
5. Kies nu aan de hand van de brochure “**Identificeren en vervangen van CEKA-drukknoppen**” de overeenstemmende te vervangen drukknop.
6. Zie verder INFO 063 en INFO 069.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.