

VERNIEUWEN VAN EEN PROTHESE MET MATRIX IN DE MOND

Door aanpassingen aan de primaire constructie of bij problemen met een secundaire constructie kan het maken van een nieuwe prothese noodzakelijk worden.

TANDARTSPRAKTIJK

1. Completeer het afdrughulpdeel **RE H 14 (M2)** of **H 14 (M3)** met de drukknop **RE 0031 (M2)** of **694 C (M3)**.
2. Plaats deze combinatie, inclusief de plaatshouder, in de matrix in de mond van de patiënt.
3. De combinatie moet onbeweeglijk in de matrix zitten. Activeer desnoods de drukknop (zie INFO 059).
4. Blok mogelijke retenties onder de matrix uit met zachte was.
5. Neem met een aangepaste individuele afdruklepel een afdruk van de volledige tandenboog.

LABORATORIUM

1. Completeer het hogergenoemde gecombineerde afdrughulpdeel met drukknop, plaatshouder en modelhulpdeel **RE H 13 (M2)** of **H 13 (M3)**.
2. Plaats deze combinatie in de afdruk.
3. Giet een werkmodel waarin de modelanalogen geplaatst zijn.
4. Maak een nieuwe secundaire constructie.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.