

NIEUWE PROTHESE M3 MET BESCHADIGDE MATRIXEN

Indien bij een primaire constructie met beschadigde matrixen een nieuwe prothese gemaakt moet worden, gaat men als volgt te werk.

TANDARTSPRAKTIJK

1. Bepaal met het hulpdeel **H 30** de overmaatse matrix voor de nieuwe prothese (zie INFO 067).
2. Pas de vorm van de afdruklepel aan.
3. Completeer het afdrughulpdeel **H 14** met de geselecteerde overmaatse drukknop en plaatshouder. Plaats deze combinatie in de matrix in de mond.
4. Het gecombineerde hulpdeel met plaatshouder moet onbeweeglijk in de matrix zitten. Activeer desnoods de drukknop (zie INFO 059).
5. Blok mogelijke retenties onder de matrix uit met zachte was.
6. Neem met een aangepaste individuele afdruklepel een afdruk van de volledige tandenboog.

LABORATORIUM

1. Vervang de voor de afdruk gebruikte overmaatse drukknop door een normale drukknop **694 C**. Completeer het afdrughulpdeel **H 14** met de normale drukknop **694 C** met een plaatshouder **694 B** en het modelhulpdeel **H 13**.
2. Plaats deze combinatie in de afdruk.
3. Giet een werkmodel waarin de modelanalogen geplaatst zijn.
4. Maak een nieuwe secundaire constructie.
5. Vervang na het vervaardigen van de nieuwe prothese de normale drukknoppen **694 C** door de tijdens de afdruk gebruikte overmaatse drukknoppen en borg deze met **CEKA BOND** (zie INFO 069).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.