

**TRANSFORMACIÓN DE REVAX TI EXTRACORONARIO M 2
EN PRECI-CLIX**

En caso de fracturas repetidas de partes macho puede ser indicado transformar una prótesis parcial extracoronaria tradicional en una construcción PRECI-CLIX, porque es en esta zona que las partes hembras reúnen las fuerzas.

Eso puede ocurrir sin problemas porque **REVAX RE 0161 TI, RE 0175 TI, RE 0185 TI, RE 0195 TI** y **PRECI-CLIX TI** tienen el mismo diámetro interno de la parte hembra/macho.

CLINICA DENTAL

1. Quite la parte hembra y el **CEKA SITE** del tenedor de hembra con una fresa cilíndrica diamantada resfriada.
2. La cavidad debe quedarse cilíndrica.
3. Limpie y seque la cavidad.
4. Cemente una parte macho en titanio **1271 C** con **CEKA SITE** en la cavidad.
5. Quite el excedente de composite después del endurecimiento.
6. Retire la combinación de la parte macho que está en la prótesis.
7. Adapte la entrada de la prótesis al diámetro de la nueva parte hembra (diámetro: 4,5 mm, altura: 3,5 mm) y perfore la prótesis acrílica al nivel lingual.
8. Empuje con el auxiliar de inserción **1222** una parte hembra **1234** en el envoltorio en titanio **1235**.
9. Complete la parte macho con el mantenedor de espacio **1251 B** y después con la combinación de parte hembra.
10. Mezcle una pequeña cantidad de acrílico autopolimerizable hasta obtener una masa pastosa (de preferencia de un otro color que la base de la prótesis), aplíquelo en la cavidad prevista para la parte hembra y posicione la prótesis. No deje ejercer fuerzas masticatorias al paciente.
11. Quite el excedente de acrílico y el mantenedor de espacio después del endurecimiento.

Efectos secundarios, advertencias y precauciones

- Los ataches están pensados para un solo uso.
- Los productos no son estériles.
- Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.
- La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.
- El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro de los ataches.
- La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el bruxismo (rechinar los dientes).
- A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los productos utilizados en el archivo de paciente.

Hoja de información INFO 125.S-ed.D

Fecha de emisión: 01/03/17

Revisión del: 01/09/06

Página 2/2

- No calentar los productos que contienen titanio.
- No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
- Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.